

BMS

Microscopes



BMS SyncCam 12 MP

Código artículo 747085

¡Muestra imágenes en vivo, haz grabaciones, guárdalas y compártelas!

30fps @1080P

Obtén movimientos, vídeos e imágenes fluidas, sin saltos, retrasos ni bloqueos.


Diseño de cuello de cisne flexible

que captura los detalles del objeto desde cualquier dirección y ángulo.

Panel de control completamente funcional

con marco de aluminio y un moderno diseño de superficie de espejo.

- ✓ Lectura de archivos sin PC
- ✓ Grabación a toque de botón
- ✓ Entrada y salida HDMI
- ✓ Anotaciones integradas




www.bmsmicroscopes.com

SyncCam, es una cámara de cuello de cisne polivalente con numerosas posibilidades. Además de la conexión HDMI, USB y VGA a monitores, pantallas o portátiles, SyncCam es una cámara que se puede utilizar para una gran cantidad de experimentos científicos y todo tipo de documentos y objetos.



Química

Graba experimentos químicos con la cámara SyncCam y utilízalos una y otra vez. Esto ahorra productos químicos, desechos químicos y exposición a humos tóxicos.



Biología

Utiliza la cámara SyncCam con un microscopio y muestra la belleza de la naturaleza en una pantalla grande.

Física

Haz un experimento increíble con la cámara SyncCam y repítelo en cámara lenta para analizarlo y observarlo más de una vez.





Muestra a tus alumnos a través de un monitor información de un libro o cualquier tipo de objeto.

DOCUMENTOS U OBJETOS DE TODO TIPO





Controlador USB y software:
Windows 8, 10 y 11 (sólo apto
para conexión a Windows)



Panel de control

- Balance de blancos: automático/manual
- Ajuste de color: rojo+/-, azul+/-
- Ajuste de nitidez: sí
- Ajuste de brillo: sí
- Imagen fija: 4208(H)x3120(V)
- Velocidad de fotogramas: 30 fps @ 1080P
- Grabación de vídeo: grabación a toque de botón
- Efecto de imagen: espejo, rotación, división, congelación, blanco y negro, negativo

Parte trasera

Entradas: VGA, HDMI, audio
y micrófono incorporado
Salidas: VGA, HDMI y audio



Lado derecho

Encendido/apagado y
puerto USB Zoom: 4x óptico,
10x mecánico y 12x digital



Lado izquierdo


Tarjeta SD y puerto USB



CONTENIDO DEL PAQUETE

- ✓ Cable USB
- ✓ Cable VGA
- ✓ Cable HDMI
- ✓ Unidad de control remoto
- ✓ Adaptador de corriente
- ✓ Adaptadores de microscopio
- ✓ Ratón USB inalámbrico
- ✓ Baterías

Cables
HDMI, VGA & cable USB





MIRA QUÉ
FLEXIBLE
SOY

