

BMS

Microscopes



# BMS SyncCam 12 MP

Artikelnummer 747085

Laat live beelden zien, maak opnames, bewaar en deel het!

## 30fps @1080P

Krijg vloeiende bewegingen, video's en afbeeldingen zonder storingen, vertragingen of bevrozingen


## Flexibel zwanenhals ontwerp

Leg de details van het object vast vanuit alle richtingen en hoeken

## Volledig functioneel bedieningspaneel

Aluminium frame en spiegelen oppervlak

- ✓ Bestanden lezen zonder pc
- ✓ One-touch-opname
- ✓ HDMI-ingang en -uitgang
- ✓ Notitie aan boord



[www.bmsmicroscopes.com](http://www.bmsmicroscopes.com)



Een multifunctionele zwanenhalscamera met tal van mogelijkheden. Met de HDMI-, USB- en VGA- aansluiting voor monitoren, schermen of laptops kan de camera gebruikt worden voor een groot aantal wetenschappelijke experimenten en allerlei soorten documenten en objecten.



### Scheikunde

Neem chemische experimenten op en gebruik de opnamen opnieuw. Dit bespaart chemicaliën, chemisch afval en blootstelling aan giftige dampen.



### Biologie

Gebruik het met een microscoop en toon de schoonheid van de natuur op een groot scherm.

### Natuurkunde

Doe een experiment en leg het vast. Observeer en analyseer de beelden nadien in slow motion.







Mooie foto's uit een boek of bijzondere, delicate objecten die tot in detail op een monitor worden weergegeven.

DOCUMENTEN OF VOORWERPEN VAN ALLE SOORTEN







USB driver en software: Windows 8, 10 & 11 (alleen geschikt voor aansluiting op Windows)



### Achterkant

Inputs: VGA, HDMI, Audio & Built-in Microphone  
Outputs: VGA, HDMI & Audio



### Rechter zijde

Aan/uit en USB-poort  
Zoom: 4x optisch, 10x mechanisch & 12x digitaal



### Linker zijde

SD-kaart en USB-poort

**Kabels**  
HDMI, VGA & USB kabel




### Voorkant

- Witbalans: automatisch/handmatig
- Kleuraanpassing: Rood+/-, Blauw+/-
- Scherpheid aanpassing: ja
- Helderheidsaanpassing: ja
- Stilstand beeld: 4208(H)x3120(V)
- Framesnelheid: 30 fps @ 1080P
- Video-opname: opname aan boord met één druk op de knop
- Beeldeffect: spiegelen, roteren, splitsen, bevroren, zwart-wit, negatief

### INHOUD VERPAKKING

- ✓ USB-kabel
- ✓ VGA-kabel
- ✓ HDMI-kabel
- ✓ Afstandsbediening
- ✓ Voedingsadapter
- ✓ Microscoopadapters
- ✓ Draadloze USB-muis
- ✓ Batterijen







KIJK HOE  
FLEXIBEL  
IK BEN

